

# Zwemoordoppen

Maak kennis met de meest comfortabele extra kleverige oordopjes voor in het water die op hun plaats blijven in de oren.

Deze zachte vormbare siliconen oordopjes zijn speciaal ontwikkeld voor optimale bescherming tegen water, ideaal voor kinderen met oorbuisjes of ter voorkoming van oorontstekingen.



# Swimming ear plugs

Meet the most comfortable extra sticky earplugs for use in the water that stay in place in the ears.

These soft, moldable silicone earplugs have been specially developed for optimal protection against water, ideal for children with ear tubes or to prevent ear infections.



## Gebruiksaanwijzing

- Oordopjes moeten door een volwassene worden aangebracht, nooit door een kind.
- Vorm het hele oordopje tot een balletje. Druk het plat met de vingers. Vorm het zo dat het de oorschelp van het oor bedekt en goed aansluit.
- Maak de oordopjes los en verwijder ze door achter het oor omhoog te drukken.
- De oordopjes zijn herbruikbaar. Gooi ze 2 weken na het eerste gebruik weg (maximaal 5 keer gebruiken) of als het oordopje barst, uit elkaar valt of vuil wordt.
- Scheur de oordopjes **NIET** uit elkaar en duw ze **NIET** met kracht in de gehoorgang.
- **Niet gebruiken** in combinatie met een badmuts.
- **Niet gebruiken** om te slapen of om lawaai te dempen.
- **MAAK GEEN CONTACT** met haar, lotions, zonnebrandcrème of chemicaliën. Gebruik schone en droge handen.

## Hoe Putty Buddies aan te brengen

- Vorm het oordopje plat over de gehoorgang.
- **Niet** in de gehoorgang steken.
- De oordopjes **niet** uit elkaar trekken.
- Alleen voor gebruik in water.
- Toezicht van een volwassene vereist.
- Raadpleeg een KNO-arts als het oordopje vast komt te zitten in de gehoorgang.
- Buiten bereik van baby's houden.
- Niet giftig, maar kan verstikkingsgevaar opleveren.
- Niet-allergeen.



**1**  
Open de Putty Buddies-verpakking en verwijder deze.



**2**  
Rol tot een balletje en druk lichtjes plat tussen je vingers en duim.

Bedek de gehoorgang met Putty Buddies en druk de rand naar buiten om het vast te zetten in het kraakbeen van de oorschelp om een waterdichte afsluiting te creëren.



**3**

## How to use

- Plugs should be applied by an adult, never a child.
- Shape whole plug into ball. Flatten with fingers. Shape to cover outer ear until snugly fit.
- Loosen and remove plugs by pressing up behind the ear.
- Plugs are reusable. Discard 2 weeks after initial use, (max 5 uses) or if plug cracks, separate or become dirty.
- **DO NOT** tear plugs apart or force into ear canal.
- **DO NOT** use with swim cap.
- **DO NOT** use for sleep or noise prevention.
- **DO NOT** make contact with hair, lotions, sunscreens, or chemicals. Handle with clean and dry hands.

## How to apply Putty Buddies

- Flatten/mold plug over ear opening.
- **Do not** insert into ear canal.
- **Do not** tear plugs apart.
- Water use only.
- Adult supervision required.
- Visit ENT Physician if plug becomes stuck in ear canal.
- Keep away from infants.
- Non toxic but may pose choking risk.
- Non-allergenic.



1  
Open Putty Buddies container & remove earplug.



2  
Roll into a ball and slightly flatten between fingers and thumb.

Cover ear canal with Putty Buddies and press outward on the edge of the earplug to lock it into the cartilage of the outer ear canal and create a watertight seal - do not insert plug into the ear canal.



3

# Waarom Putty Buddies

De zachte siliconen oordopjes van Putty Buddies zijn ontwikkeld door een KNO-arts met meer dan 40 jaar ervaring en worden wereldwijd door artsen aanbevolen voor zwemmen, douchen en algemene bescherming tegen water.

**WAARSCHUWINGEN:** Toezicht van een volwassene is vereist. Niet aanbevolen voor duiken op een diepte van meer dan 3 meter. Niet aanbevolen voor gebruik met een badmuts. Niet aanbevolen voor geluidsdemping of tijdens het slapen. Vermijd contact met haar, lotions, zonnebrandcrème of chemicaliën. Gebruik schone, droge handen. Oordopjes mogen ALLEEN in het water worden gedragen. Bewaar de oordopjes op een gecontroleerde kamertemperatuur wanneer ze niet in gebruik zijn.\* Voor maximale bescherming dienen de oordopjes te worden gedragen in combinatie met de Ear Band-It of Ear Band-It ULTRA zwemmershoofdband.

**LET OP:** Bedek alleen de gehoorgang. NIET IN DE GEHOORGANG STEKEN. Siliconen oordopjes zijn veilig bij gebruik volgens de instructies. Als de oordopjes in de gehoorgang zijn geduwd, probeer ze dan NIET zelf te verwijderen. Gebruik geen pincet, wattenstaafjes of andere hulpmiddelen, omdat deze de oordop verder in de gehoorgang kunnen duwen. Raadpleeg een KNO-arts, aangezien deze over de juiste instrumenten en expertise beschikt om de oordopjes veilig te verwijderen. Een siliconen oordopje in de gehoorgang kan gedurende korte tijd onschadelijk zijn, mits u niet probeert het oordopje zelf te verwijderen en het per ongeluk dieper in de opening duwt. Gebruik alleen zoals aangegeven.

**WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kleine onderdelen. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren wanneer niet in gebruik.



## Geproduceerd door

EarVolution  
P.O. Box 10411  
Phoenix, AZ 85064, USA  
www.EarVolution.com  
866.420.4255  
© EarVolution Inc. 1992-2020



## Gedistribueerd door

Voor je oor  
Zandzuigerstraat 58, 1333 HD Almere  
www.voorjeoor.nl  
+ 31 6 5348299  
info@voorjeoor.nl



## Why Putty Buddies

Putty Buddies soft silicone earplugs were invented by an Ear, Nose, Throat Physician with over 40 years' experience and are recommended by doctors worldwide for swimming, showering and general water protection.

**WARNINGS:** Adult supervision required. Not recommended for diving depths greater than 10 feet. Not recommended for use with swim caps. Not recommended for noise prevention or sleeping. Avoid contact with hair, lotions, sunscreens, or chemicals. Handle with clean, dry hands. Ear plugs should ONLY be worn while in water. Store plugs in controlled room temperature environment while not in use.\* For maximum protection, ear plugs should be worn with the Ear Band-It or Ear Band-It ULTRA swimming headband.

**CAUTION:** Only cover opening of ear. DO NOT INSERT INTO EAR CANAL. Silicone ear plugs are safe when used as instructed. If ear plugs are pushed into ear canal, DO NOT try to remove yourself. Do not use tweezers, cotton swabs, or other devices as these may push the plug further into canal. See an Ear, Nose, Throat (ENT) Physician as they have the proper instruments and skill to remove the plugs safely. A silicone ear plug in the ear canal for a short time may be harmless, providing you do not attempt to remove the ear plug yourself and accidentally push it deeper into the opening. Use only as directed.

**WARNING: CHOKING HAZARD** - Small parts. Use only under adult supervision. Store away from children under 3 years old when not in use.



### Produced by

EarVolution  
P.O. Box 10411  
Phoenix, AZ 85064, USA  
www.EarVolution.com  
866.420.4255  
© EarVolution Inc. 1992-2020



### Distributed by

Voor je oor  
Zandzuigerstraat 58, 1333 HD Almere  
www.voorjeoor.nl  
+ 31 6 5348299  
info@voorjeoor.nl

